



медична група компаній

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
«АДОНІС ПЛЮС»

Місцезнаходження: 02002, м. Київ, Раїси Окіпної, 8-Б

Місце провадження господарської діяльності:

02002, м. Київ, Раїси Окіпної, 8-Б;

Код за ЄДРПОУ 37847337

тел.: +380 (67) 220-36-03, www.adonis.com.ua

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики
МОЗ України АГ № 599102 від 19 грудня 2011 року

Вих. №

06/05/24

від

06.05.2024 року

Товариству з обмеженою відповідальністю
«ШЛЯХ СИСТЕМА»

04053, Україна, місто Київ,

Вул. Гоголівська, будинок, 39А, квартира, 30

Код ЄДРПОУ 44909475

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікувально-діагностичний центр «Адоніс Плюс», код ЄДРПОУ 37847337, здійснює свою господарську діяльність з медичної практики, відповідно до Ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики АГ № 599102 від 19 грудня 2011 року виданої МОЗ України.

Відповідно до умов Договору про спільну діяльність, в лікувально-діагностичному центрі Товариства з обмеженою відповідальністю «Адоніс Плюс», було проведено тестування вузлового турнікету Gen 2.1., виробництва ТОВ «Шлях Система» на ефективність досягнення оклюзії стегнової артерії.

Під час тестування турнікет накладався на чоловіків та жінок різної статури. В дослідження за добровільною згодою прийняли участь 8 осіб з наступними даними:

- Дівчина 23 роки, вага 59 кг, окружність тазу 98 см
- Чоловік 25 років, вага 78 кг, окружність тазу 101 см
- Чоловік 38 років, вага 89 кг, окружність тазу 107 см
- Чоловік 27 років, вага 110 кг, окружність тазу 123 см
- Чоловік 49 років, вага 71 кг, окружність тазу 104 см
- Чоловік 23 роки, вага 75 кг, окружність тазу 101 см
- Чоловік 25 років, вага 121 кг, окружність тазу 125 см
- Чоловік 36 років, вага 101 кг, окружність тазу 110 см

Турнікет накладався нижче пахової зв'язки, кожного разу закручуючи його до моменту зупинки кровотоку стегнової артерії, з подальшим визначенням наявності або відсутності пульсу, за допомогою УЗД апарату в режимі доплерівського дослідження кровотоку в артеріях. Тестування проводилось за умов, коли добровольці знаходились у горизонтальному положенні в стані спокою. Кожен раз після встановлення факту відсутності кровотоку в стегновій артерії, робився відкрит механізму турнікету для підтвердження коректності розміщення датчику УЗД, з подальшим докрутом до оклюзії.

В результаті випробувань було встановлено:

Під час кожного з вказаних накладань вузлового турнікету Gen 2.1., виробництва ТОВ «Шлях Система» було досягнуто оклюзії стегнової артерії та відповідно зупинки кровотоку.

Генеральний директор



Ольга ГИРИНА